sagemax.com

sagemax®



NexxZr® T Multi & NexxZr®+ Multi

Istražite višestruki cirkonij. Doživite estetiku.

Istražite višestruki cirkonij.
Doživite estetiku.

NexxZr®T Multi



Estetika
★★★★

Raspon indikacija
★★★★★

1 **Besprijekorna boja i gradijent translucencije**
Višenamjenska estetika


2 **Visoka čvrstoća**
Širok raspon indikacija

3 **Visokokvalitetan proizvodni proces**
Sinteriranje bez napetosti bez izobličenja i visoka točnost dosjeda

Incizalno
3 mm

Srednji sloj
4 mm

Dentin
9, 13 ili 18 mm
ovisno o debljini diska





5Y-TZP
650 MPa
49 % Translucencija

Prosječne vrijednosti

3Y-TZP
1200 MPa
41 % Translucencija

Tip / klasa:	Tip II / klasa 5
Indikacija:	› Jednočlane restauracije › Tročlani mostovi › Višečlani mostovi
Tehnike obrade:	› Tehnika infiltracije › Tehnika bojenja › Tehnika reduciranja
Geometrije:	W-98, Z-95
Debljine:	16, 20, 25 mm
Boje:	BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4



Estetika
★★★★★

Raspon indikacija
★★★★

NexxZr®+ Multi

1 **Prirodni gradijent boje**
Učinkovita izrada restauracija prirodnog izgleda

2 **Posebno prilagođen gradijent translucencije**
Dobra pokrivenost u cervikalnom području i povećana translucencija u incizalnom području


3 **Visoka savojna čvrstoća**
Jednočlane restauracije do tročlanih mostova

5Y-TZP
650 MPa
49 % Translucencija

Prosječne vrijednosti

4Y-TZP
850 MPa
45 % Translucencija






Incizalno **3,2 mm**	Incizalno **4 mm**
Srednji sloj **3,2 mm**	Srednji sloj **4 mm**
Dentin **9,6 mm**	Dentin **12 mm**
Disk 16 mm	**Disk 20 mm**

Tip / klasa:	Tip II / klasa 4
Indikacija:	› Jednočlane restauracije › Tročlani mostovi
Tehnike obrade:	› Tehnika infiltracije › Tehnika bojenja › Tehnika reduciranja
Geometrije:	W-98, Z-95
Debljine:	16, 20 mm
Boje:	A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2

NexxZr T Multi






Jednočlana restauracija do višečlanih mostova – sve jednim materijalom

NexxZr T Multi
Višeslojni cirkonijev oksid
s višenamjenskom estetikom
i širokim spektrom indikacija



NexxZr⁺ Multi





Prirodna boja i gradijent translucencije

NexxZr⁺ Multi
Višeslojni cirkonijev oksid
s prirodnom estetikom



Manufacturer

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
sagemax.com

©2023 Sagemax Bioceramics, Inc., Federal Way, WA, US
Sagemax and NexxZr are registered trademarks of Sagemax Bioceramics Inc.
HR/MDR/2023-11/Rev.1