sagemax.com

sagemax®




NexxZr® T Multi & NexxZr®+ Multi

# Esplora la zirconia Multi. Sperimenta l'estetica.

**Esplora la zirconia Multi.**
**Sperimenta l'estetica.**

# NexxZr®T Multi




**Estetico**
★★★★

**Gamma di indicazioni**
★★★★★

1 **Naturale gradiente di colore e traslucenza**
Estetica multifunzionale


2 **Elevata resistenza**
Ampia gamma di indicazioni

3 **Processo produttivo di alta qualità**
Sinterizzazione senza tensioni ed elevata precisione di adattamento

Incisale
**3 mm**

Mix
**4 mm**

Dentina
**9, 13 o 18 mm**
a seconda dello spessore del disco






5Y-TZP
**650 MPa**
49 % Traslucenza

Valori in percentuale

3Y-TZP
**1200 MPa**
41 % Traslucenza

| | |
|---|---|
| **Tipo / Classe:** | Tipo II / Classe 5 |
| **Indicazioni:** | › Restauri di denti singoli<br>› Ponti di 3 elementi<br>› Ponti di più elementi |
| **Tecniche di lavorazione:** | › Tecnica di infiltrazione<br>› Tecnica di colorazione<br>› Tecnica di cut-back |
| **Geometrie:** | W-98, Z-95 |
| **Spessori:** | 16, 20, 25 mm |
| **Colori:** | BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 |




**Estetico**
★★★★★

**Gamma di indicazioni**
★★★★

# NexxZr®+ Multi

1 **Gradiente cromatico naturale**
Realizzazione efficiente di restauri dall'estetica naturale


2 **Gradiente di traslucenza appositamente calibrato**
Buona copertura nell'area cervicale e maggiore traslucenza nell'area incisale

3 **Elevata resistenza flessurale**
Restauri di denti singoli e ponti fino a 3 elementi

5Y-TZP
**650 MPa**
49 % Traslucenza

Valori in percentuale

4Y-TZP
**850 MPa**
45 % Traslucenza




| | 16 mm Disc | 20 mm Disc |
|---|---|---|
| Incisale | **3,2 mm** | **4 mm** |
| Mix | **3,2 mm** | **4 mm** |
| Dentina | **9,6 mm** | **12 mm** |

| | |
|---|---|
| **Tipo / Classe:** | Tipo II / Classe 4 |
| **Indicazioni:** | › Restauri di denti singoli<br>› Ponti di 3 elementi |
| **Tecniche di lavorazione:** | › Tecnica di infiltrazione<br>› Tecnica di colorazione<br>› Tecnica di cut-back |
| **Geometrie:** | W-98, Z-95 |
| **Spessori:** | 16, 20 mm |
| **Colori:** | A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2 |

## NexxZr T Multi






Restauri di denti singoli o ponti a
più elementi – tutto in un unico materiale

**NexxZr T Multi**
Ossido di zirconio multistrato
con estetica multifunzionale e
un'ampia gamma di indicazioni




## NexxZr⁺ Multi





Gradiente cromatico e traslucenza naturale

**NexxZr⁺ Multi**
Ossido di zirconio multistrato
con estetica naturale




**Manufacturer**

**Sagemax Bioceramics, Inc.**
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
**sagemax.com**

©2023 Sagemax Bioceramics, Inc., Federal Way, WA, US
Sagemax and NexxZr are registered trademarks of Sagemax Bioceramics Inc.
IT/MDR/2023-11/Rev.1